

we deliver
you discover



SERVICEPLAN VOOR CS₅₀₀-SERIE SCREW CAP RECAPPERS

Een standaard PM-serviceplan voor het onderhoud van uw apparatuur



STANDAARD PM SERVICEPLAN

Apparaat naar werkplaats zenden

- Eén (1) geplande PM-inspectie
- Prestatietest
- Grondige reiniging en smering van machine-as, spindels en geleidingen
- Functionaliteitstest van machine-as, motor, slipkoppelingen, bits en o-ringen
- Inspectie van zekeringen, geleiders, o-ringen, veren, netsnoeren en stekkers (afstelling, vervanging of reparatie van deze onderdelen indien nodig)
- Uitsluitingen: alle reparatieonderdelen

HOUD UW
APPARATUUR IN
TOPVORM!