

we deliver  
you discover



3 SERVICE  
NIVEAUS  
LEVERBAAR!

## SERVICE CONTRACTEN VOOR INTEGRA MEDIACLAVE EN MEDIAJET\*

*Drie service niveaus beschikbaar voor uw behoeften*

*\*Jaarlijks onderhoud voor  
MediaJet aanvullend leverbaar*

1



### PREVENTIEF SERVICE CONTRACT

- Eén jaarlijkse service beurt
- Volledige controle apparaat
- Vervanging verbruiksonderdelen: lid-seal, steriel filter, adding, dispense port cap
- Controle temperatuur en indien nodig aanpassen
- Niet inbegrepen: uren, reiskosten, onderdelen als gevolg van storingen en/of correctief onderhoud

2



### PREVENTIEF PLUS SERVICE CONTRACT

- Eén jaarlijkse service beurt
- Volledige controle apparaat
- Vervanging verbruiksonderdelen: lid-seal, steriel filter, adding, dispense port cap
- Controle temperatuur en indien nodig aanpassen
- Grotere onderdelen worden op gezette tijden preventief vervangen (3x safety valve, 2x circulation pomp, 1x support pressure pomp)
- Niet inbegrepen: uren, reiskosten, onderdelen als gevolg van storingen en/of correctief onderhoud

3



### FULL-SERVICE CONTRACT

- Eén jaarlijkse service beurt
- Vervanging van grote onderdelen op gezette tijden
- Alle uren, reiskosten en onderdelen als gevolg van storingen worden vergoed
- Niet inbegrepen: storingen of reparaties als gevolg van gebruikersfouten of onkundig gebruik

Een offerte nodig? Heeft u een vraag? Contacteer ons vandaag:



+31 (0)36 549 1010



info@nbsscientific.nl



www.nbsscientific.nl